



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Scoville-Richter Self Retaining Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль Scoville-Richter Self Retaining Retractor

SKU RM-SRSRR-155-1

\$395 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Самодержащаяся базовая рама	Основная направляющая рама, предназначенная для фиксации при работе с плотными тканями
1	Съемная 3-зубая полуострая латеральная лопатка	Насадка-коготь 62 mm × 37 mm для фиксации поверхностей глубоких тканей
1	Съемная 4-зубая полуострая латеральная лопатка	Насадка-коготь 62 mm × 52 mm для разведения более широких участков ткани
1	Встроенный ручной винтовой замок	Механический вращательный зажим, обеспечивающий фиксацию для минимизации утомляемости
2	Эргономичные бранши	Легкие двойные профили рукояток с полностью гладкими краями
1	Защитный бокс / упаковка	Стандартная транспортная упаковка

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Scoville-Richter Self Retaining Retractor — это специализированный усиленный спинальный ретрактор, разработанный специально для надежного удержания плотных, резистентных параспинальных мышечных тканей во время операций на поясничном отделе позвоночника. Благодаря сверхпрочной направляющей раме и многозубым лопаткам-когтям, этот инструмент позволяет хирургам поддерживать широкую латеральную ретракцию массивных мышц без риска смещения лопаток или грыжевого выпячивания тканей.

Полный комплект Scoville-Richter Self Retaining Retractor (\$395), изготовленный в соответствии с клиническими стандартами, включает жесткую раздвижную раму с горизонтальным раскрытием до 155 mm. Модульная система, выполненная вручную из немецкой нержавеющей стали, включает съемную 3-зубую полуострую латеральную лопатку размером 62 mm × 37 mm (ширина 37 mm × длина 62 mm) для надежной фиксации глубоких тканей, а также расширенную съемную 4-зубую полуострую лопатку размером 62 mm × 52 mm (ширина 52 mm × длина 62 mm) для безопасного разведения более широких краев раны. Встроенный ручной винтовой замок с механическим вращательным зажимом обеспечивает неизменную фиксацию в раскрытом состоянии, снижая утомляемость рук хирурга при длительных операциях.

Retractor Maker производит Scoville-Richter Self Retaining Retractor с антибликовым матовым покрытием, способным выдерживать высокие механические нагрузки и многократные циклы автоклавирования. Это обеспечивает нейрохирургическим операционным, вертебрологическим центрам и отделениям ортопедической травматологии по всему миру исключительную долговечность и коррозионную стойкость.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest