



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Weitlaner

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Weitlaner

SKU RM-WR-SERIES-1

\$94 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
4" to 4 ½" (10-11.5 cm) — 2x2 or 2x3 dentes	RM-WR-SERIES-1-1	\$94
5" a 5 ½" (13-14 cm) — 3x4 dentes	RM-WR-SERIES-1-2	\$99
6 ½" (16.5 cm) — 3x4 dentes	RM-WR-SERIES-1-3	\$104
8" (20 cm) — 3x4 dentes	RM-WR-SERIES-1-4	\$109
9 ½" to 10" (24-25.5 cm) — 5x6 dentes	RM-WR-SERIES-1-5	\$114

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Weitlaner é um expansor cirúrgico autorretentivo aclamado internacionalmente, projetado especificamente para fornecer separação confiável e mãos-livres de tecidos moles e margens de feridas em procedimentos gerais, ortopédicos, plásticos e neurológicos. Projetado com garras multidente curvadas para fora, controladas por uma trava mecânica de cremalheira, este instrumento mantém as bordas da incisão abertas sob tensão contínua, eliminando a fadiga manual do assistente enquanto preserva um corredor operatório desobstruído.

Construído de acordo com especificações clínicas, esta linha de Afastador Weitlaner apresenta uma ampla matriz de tamanhos em cinco alcances longitudinais primários: 4" a 4 ½" (10-11.5 cm, \$94) com 2x2 ou 2x3 dentes para pequenas incisões, 5" a 5 ½" (13-14 cm, \$99) com 3x4 dentes para feridas médias, 6 ½" (16.5 cm, \$104) com 3x4 dentes para cirurgia geral e de coluna, 8" (20 cm, \$109) com 3x4 dentes para retração de tecidos profundos, e 9 ½" a 10" (24-25.5 cm, \$114) com 5x6 dentes para profundidade máxima e exposição muscular pesada. Fabricado à mão em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), seus

dentos estão disponíveis em perfis rombos ou agudos para se adequar às sensibilidades teciduais.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Weitlaner para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo a centros cirúrgicos, unidades de trauma e centros de cirurgia ambulatorial em todo o mundo durabilidade mecânica excepcional, resistência à corrosão e total confiabilidade clínica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest