



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

ファイバーオプティック Deaver Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



ファイバーオプティック Deaver Retractor

SKU RM-FODR-1

\$139 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	ファイバーオプティック Deaver Retractor	8" (20.3 cm) ハンドル、1" (25 mm) 湾曲ブレード、ファイバーオプティック束
1	ユニバーサル・ライトケーブル・アダプター	標準的な手術室用ファイバーオプティックケーブルに接続可能
1	保護スリーブ / ボックス	標準輸送用パッケージ

製品詳細

ファイバーオプティック Deaver Retractorは、広範囲かつ愛護的な臓器の圧排と、深部解剖学的空隙への直接的な無影照明を統合するために設計された、最高級の照明付レトラクターです。ブレードの内側のカーブに沿って高輝度の光を照射することで、无影灯による影を排除し、外科医は優れた視認性のもとで骨盤深部や後腹膜腔の観察が可能になります。

深部術野の照明と術野確保のために設計されたこのファイバーオプティック Deaver Retractorは、8インチ (20.3 cm) のハンドルと幅1インチ (25 mm) の湾曲ブレードを組み合わせています。深く湾曲したブレード構造は、内臓や筋壁を安全に包み込み、特定の臓器に挫傷を起こすことなく広範囲の対抗牽引を提供します。内蔵されたファイバーオプティック束には、標準的な病院用光源ケーブル (Storz、Olympus、Wolf、ACMI) と互換性のあるユニバーサルフィッティングが含まれています。

Retractor Makerは、高品質な医療用グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）と高透過性光学ガラスファイバーを使用し、反射防止のサテンマット仕上げを施して製造しています。本製品は病院での繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えうる耐久性、導光性、臨床的信頼性を備え、世界中の外科、産婦人科、泌尿器科の術場に対応します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest