



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Epicárdico Parsonnet

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Epicárdico Parsonnet

SKU RM-PER-1

\$44 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Extra Pequeno	RM-PER-1-1	\$44
Pequeno	RM-PER-1-2	\$49
Médio	RM-PER-1-3	\$54
Grande	RM-PER-1-4	\$59

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Epicárdico Parsonnet é um afastador cirúrgico cardiovascular especializado, projetado especificamente para fornecer o deslocamento suave e sem o uso das mãos da gordura epicárdica e do tecido miocárdico sobrejacente aos vasos coronários. Desenvolvido com uma estrutura de fio flexível tensionada por mola, este instrumento isola as artérias coronárias de forma limpa, estabelecendo um corredor operatório estável e exangue durante arteriotomias delicadas e anastomoses microvasculares.

Construído para se adaptar a variadas anatomias de pacientes, esta linha Parsonnet Epicardial Retractor mantém um design de mola uniforme, oferecendo quatro tamanhos selecionáveis: Extra Small de 2.5 cm (\$44) para vasos distais finos, Small de 3.0 cm (\$49), Medium de 3.8 cm (\$54) para exposições coronárias padrão, e Large de 4.8 cm (\$59) para vasos intramiocárdicos profundos. Produzido artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), suas pontas de fio polido e contornadas fixam-se firmemente ao epicárdio sem perfurar o miocárdio ou comprimir o lúmen coronário.

Forjado com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Epicárdico Parsonnet para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, oferecendo alta memória elástica, resistência à corrosão e durabilidade total em autoclave para centros cirúrgicos cardíacos e institutos de

cardiologia congênita em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest