



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Burford Rib Spreader

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Burford Rib Spreader

SKU RM-BRS-SERIES-1

\$359 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
オプション 3 (コンパクト開瞼) — 200 mm maximum spread — 1 pair 47×62 mm + 1 pair 65×62 mm 側弁	RM-BRS-SERIES-1-1	\$359
オプション 1 (中サイズ開瞼) — 260 mm maximum spread — 1 pair 47×62 mm + 1 pair 65×62 mm 側弁	RM-BRS-SERIES-1-2	\$379
オプション 2 (最大開瞼) — 300 mm maximum spread — 1 pair 47×62 mm + 1 pair 65×62 mm 側弁	RM-BRS-SERIES-1-3	\$399

製品詳細

Burford Rib Spreaderは、肺、食道、心血管の大手術において、制御された低侵襲な肋間剥離と術野確保を実現するために設計された、国際的に高く評価されている胸部外科用リトラクターシステムです。堅牢なパラレルスライドトラックと交換可能な湾曲ブレードを採用しており、機械的な拡張力を隣接する肋骨に均等に分散させることで、術中の肋骨骨折を防ぎながら、広く安定した術野を維持します。

多様な患者の体格や術式に適應できるよう、このBurford Rib Spreaderキットは術者の要求に応じて3つの構成から選択可能です。オプション1 (Medium Spread, \$379) は最大260 mmの拡張に対応し、オプション2 (Maximum Spread, \$399) は深部胸腔や肥満症例向けの300 mm拡張を提供、オプション3 (Compact Spread, \$359) は200 mm拡張に対応します。高品質なプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼 (非磁性) からハンドクラフトされた各フレームキットには、胸壁の厚みに合わせて使用できる浅型 (47 mm × 62 mm) と深型 (65 mm × 62 mm) の側方ブレードが各1ペアずつ付属しています。

Retractor Makerは、強い機械的トルクや繰り返される滅菌サイクルに耐えうるよう、無反射サテン仕上げでBurford Rib Spreaderを製造しています。世界中の心臓胸部外科、外傷センター、肺移植施設に対し、卓越した構造的剛性、耐食性、およ

び完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest