



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Úvula Goodyear

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Úvula Goodyear

SKU RM-GUR-18-1

\$34 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
6 1/4 in (15.9 cm)	RM-GUR-18-1-1	\$26
7 3/8 in (18.7 cm) — Padrão, 15 mm lâmina	RM-GUR-18-1-2	\$34

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Úvula Goodyear é um instrumento cirúrgico de otorrinolaringologia especializado, projetado especificamente para fornecer retração e deflexão seguras e não traumáticas da úvula e do palato mole durante procedimentos faríngeos e palatinos. Projetado com uma lâmina distal anatomicamente curva, este instrumento permite que cirurgiões de ORL desloquem as dobras mucosas suavemente, estabelecendo um campo visual aberto na faringe posterior sem causar hematomas nos tecidos ou edema uvular.

Construído para um controle intraoral excepcional, esta configuração do Afastador de Úvula Goodyear apresenta um comprimento total de ferramenta de 18 cm (\$34) que garante alcance e manobrabilidade adequados, mantendo as mãos do cirurgião fora da linha de visão. Sua extremidade de trabalho incorpora um perfil de lâmina lisa de 15.0 mm de largura, especificamente contornado para acomodar a úvula com segurança, sem pinçamento focal. O cabo equilibrado fornece aos assistentes cirúrgicos uma alavancagem manual livre de fadiga durante intervenções de adenoides e palato.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico premium com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador de Úvula Goodyear para resistir a ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, oferecendo a centros cirúrgicos de ORL, clínicas ambulatoriais e centros de cirurgia plástica alta resistência à corrosão, rigidez estrutural inabalável e durabilidade completa em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest