



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Mandibulaire à Gouttière

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur Mandibulaire à Gouttière

SKU RM-MCR-17-1

\$29 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur Mandibulaire à Gouttière	Dimensions / Détails : 17 cm de longueur totale, lame en canal de 8 mm de large · Quantité incluse : 1	\$29
Housse / Boîte de protection	Dimensions / Détails : Emballage de transport individuel · Quantité incluse : 1	\$29

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur mandibulaire à gouttière est un instrument chirurgical maxillo-facial indispensable, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement atraumatique des tissus mous et une exposition sécurisée du bord osseux lors des procédures orthognathiques. Conçu avec une rainure anatomique en canal, cet instrument permet aux chirurgiens buccaux de s'accrocher proprement au cortex inférieur de la mandibule, protégeant ainsi l'artère faciale, la veine faciale antérieure et le nerf mandibulaire marginal pendant la division osseuse.

Construit pour une stabilité peropératoire absolue, cette configuration d'écarteur mandibulaire présente une longueur totale d'outil de 17 cm (\$29) associée à une lame en canal de 8 mm de large. Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), son rebord distal incurvé s'appuie fermement contre la marge osseuse corticale sans glisser dans les tissus mous cervicaux adjacents. Le manche plat ergonomique offre aux assistants opératoires un levier manuel sans fatigue tout au long des ostéotomies sagittales prolongées.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur mandibulaire à gouttière pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux équipes de chirurgie orale, maxillo-faciale et reconstructrice du monde entier une résistance exceptionnelle à la corrosion, une rigidité structurelle et une durabilité clinique complète.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest