



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Doyen 腹部開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Doyen 腹部開創器

SKU RM-DAR-25-1

\$94 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
90 mm Wide Blade — 25 cm	RM-DAR-25-1-1	\$94
100 mm 幅弁 — 25 cm	RM-DAR-25-1-2	\$99
115 mm 幅広弁 — 25 cm	RM-DAR-25-1-3	\$104

製品詳細

Doyen 腹部開創器は、主要な開腹手術において腹壁や骨盤内臓器を非外傷的に広範囲に圧排するために特別に設計された、一般外科の基盤となる器具です。端部が丸みを帯びた保持リップを持つ広大で深く湾曲したパドルブレードにより、組織の局所的な挫傷を引き起こすことなく、術野から内臓を安全に隔離します。

強力な腹部対抗牽引向けに構築されたこの Retractor Maker 製 Doyen 腹部開創器モデルは、助手のの手を滅菌術野の外に安全に保つ 25 cm の標準的なリーチを備えています。ブレード幅は 90 mm (\$94)、100 mm (\$99)、115 mm (\$104) の3つの選択肢から製造されています。人間工学に基づいたハンドルには幅広のフィンガーループが組み込まれており、長時間の骨盤および内臓剥離において優れた機械的レバレッジと把持安定性を提供します。

反射防止サテンマット仕上げを施したプレミアム医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造された Retractor Maker の Doyen 腹部開創器は、重い機械的負荷や繰り返しのオートクレーブ滅菌サイクルに耐えるよう製造されており、世界中の手術室に卓越した耐久性と臨床的信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest