



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastadores Autoestáticos Ambidestros

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastadores Autoestáticos Ambidestros

SKU RM-ASRR-AMB-1

\$239 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
4×3 disposição dos dentes	RM-ASRR-AMB-1-1	\$239
4×4 disposição dos dentes	RM-ASRR-AMB-1-2	\$249
7×7 disposição de dentes	RM-ASRR-AMB-1-3	\$259

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os Afastadores Autoestáticos Ambidestros oferecem uma plataforma de exposição cirúrgica adaptável e bilateral, projetada para acomodar abordagens cirúrgicas tanto para destros quanto para canhotos. Construídos com um chassi de anéis simétricos e trava de cremalheira reversível, estes afastadores eliminam dificuldades de posicionamento e permitem que a equipe de instrumentação monte o instrumento a partir de qualquer margem da mesa cirúrgica.

Projetada para fixação robusta em profundidades de ferida superficiais e intermediárias, a série de Afastadores Autoestáticos Ambidestros é oferecida em três configurações distintas de garras e dentes: layout 4×3 dentes (\$239), layout balanceado 4×4 dentes (\$249) e um layout largo de 7×7 dentes (\$259), ideal para distribuir a pressão de retenção em planos musculares amplos. A cremalheira mecânica de múltiplos estágios trava com segurança sob alta tensão tecidual, evitando a liberação acidental durante a dissecação ativa.

Usinados em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica os Afastadores Autoestáticos Ambidestros sob rigorosos padrões clínicos, garantindo ação suave da cremalheira, alta resistência à corrosão e durabilidade total em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)