



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Retrator Interno de Braço Único

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Retrator Interno de Braço Único

SKU RM-IISA-SERIES-1

\$999 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Modelo Padrão de 17"	RM-IISA-1-1	\$999
Modelo Padrão de 22"	RM-IISA-2-1	\$1,199
Jumbo Heavy Duty de 22"	RM-IISA-3-1	\$1,299
Variante Duplex de 22"	RM-IISA-4-1	\$1,399
Variante Collapsible de 22"	RM-IISA-5-1	\$1,499
Modelo Padrão de 26"	RM-IISA-6-1	\$1,599
Jumbo Heavy Duty de 26"	RM-IISA-7-1	\$1,699

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Retrator Interno de Braço Único é um sistema de retrator cirúrgico montado em mesa, aclamado internacionalmente, projetado especificamente para fornecer retração visceral e deslocamento de tecido estrutural sem o uso das mãos e com firmeza durante procedimentos gerais abertos, bariátricos e laparoscópicos. Projetado para prender-se firmemente às laterais padrão da mesa cirúrgica, este braço de sustentação mecânica substitui a fadiga do assistente manual por uma contra-tração estática inabalável, mantendo um corredor operatório amplo e estacionário durante longas operações abdominais e pélvicas.

Construído de acordo com as especificações da estrutura clínica, esta série de Retrator Interno de Braço Único apresenta uma extensa matriz de seleção que abrange três alcances de polo longitudinal e níveis de serviço especializados. Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não

magnético), as configurações incluem um braço Standard de 17 polegadas (43 cm) (\$999) para campos pediátricos e compactos; um braço Standard de 22 polegadas (56 cm) (\$1.199); um braço Jumbo Heavy Duty de 22 polegadas (\$1.299) para cargas bariátricas; uma Variante Duplex de 22 polegadas (\$1.399) suportando múltiplas pinças acessórias; uma Variante Collapsible de 22 polegadas (\$1.499) para liberação rápida sem soltar as pinças da mesa; um braço Standard de 26 polegadas (66 cm) (\$1.599) para laparotomias abertas profundas; e um braço Jumbo Heavy Duty ultra-rígido de 26 polegadas (\$1.699) construído para transplantes complexos de fígado e oncologia extensiva.

Forjado com um acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Retrator Interno de Braço Único para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo a centros cirúrgicos gerais, centros bariátricos e salas de cirurgia de trauma em todo o mundo com excepcional rigidez estrutural, resistência à corrosão e durabilidade completa em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest