



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur B-Z

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur B-Z

SKU RM-BZR-1

\$339 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
7.5 cm Deep (45° ou 90°)	RM-BZR-1-1	\$339
10 cm de profondeur (45° ou 90°)	RM-BZR-1-2	\$359

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur B-Z est un instrument autostatique robuste conçu pour établir une visibilité opératoire profonde et optimale lors de procédures complexes en chirurgie rachidienne, orthopédique et pelvienne. En exerçant une contre-traction mécanique sur les plans musculaires et fasciaux denses, cet instrument libère le personnel chirurgical tout en maintenant un couloir opératoire fixe dans les cavités profondes.

Conçu pour s'adapter à l'anatomie du patient, le cadre modulaire de l'écarteur B-Z offre une capacité d'expansion fluide jusqu'à 12,8 cm de largeur. Les chirurgiens peuvent configurer le système avec des châssis inclinés à 45 ou 90 degrés afin de maintenir les bras mécaniques hors du champ de vision direct, associés à des valves de rétraction de 7,5 cm (\$339) ou 10 cm (\$359) de profondeur. Le mécanisme à crémaillère à pas fin se verrouille solidement sous une tension musculaire élevée pour éviter tout désengagement accidentel.

Fabriqué en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition satinée antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur B-Z pour résister à des charges mécaniques élevées et à des cycles répétitifs d'autoclavage à la vapeur, offrant aux chirurgiens traumatologues et du rachis une fiabilité durable.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest