



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Individueller Bookwalter Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Individueller Bookwalter Retractor

SKU RM-CBR-1

\$2,999 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
Konfigurierbar	Befestigungsteile (verfügbare Optionen)	Standard-Haltestangen (12", 18"), Top-Mount StrongArm PLUS Halter, Hochleistungs-Schienenklemmen, Pfostenkupplungen, Horizontalstäbe, flexible Horizontalstäbe, Verlängerungsstäbe
Konfigurierbar	Ringrahmen (verfügbare Optionen)	Massive Ovalringe, massive Rundringe, segmentierte Ovalringe, segmentierte Rundringe, Halbkreis-Segmente, gerade Ringsegmente (4", 6", 8"), gekerbte Perinealringe
Konfigurierbar	Sperrklinken-Mechanismen (verfügbare Optionen)	Standard-Sperrklinken (starr), winkelverstellbare Kipp-Sperrklinken, Twist-Ratchets, Verlängerungen, Low-Profile-Verschlussmechanismen
Konfigurierbar	Starre & biegsame Valven (verfügbare Optionen)	Kelly, Balfour, Harrington, Deaver, biegsame Valven, Richardson, Meyerding, Gelpi, vaginale Lateral-/Posterior-Valven, Wylie-Nierenvalven und Rektalvalven, tiefe Wundhaken
Konfigurierbar	Lagerung & Verpackung (verfügbare Optionen)	Perforierte Sterilisationsboxen, individuelle Tray-Einsätze, schützende Transportbehälter, OEM-Eigenmarkenverpackung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der individuelle Bookwalter Retractor ist ein vollständig konfigurierbares, tischmontiertes, selbsthaltendes Retraktorsystem, das nach den spezifischen Anforderungen des Chirurgen und der Fachabteilung gefertigt wird.

Anstelle eines starren Standard-Sets wird das System gemeinsam mit Ihnen spezifiziert: Sie wählen die Befestigungsteile, das Ringrahmen-Design, die Sperrklinken, starre und biegsame Valven sowie das Lagerungs- oder Verpackungsformat.

Wichtig: Die unter der Komponentenliste aufgeführten Kategorien sind verfügbare Auswahloptionen. Sie sind nicht alle im Referenzpreis von \$2.999 enthalten. Der exakte Inhalt Ihres Sets – und der Endpreis – werden während des Angebotsverfahrens schriftlich bestätigt, sobald die Konfiguration feststeht.

Zu den verfügbaren Befestigungsteilen gehören Standard-Haltestangen in 12" und 18", Top-Mount StrongArm PLUS Halter, Hochleistungs-Schienenklemmen, Pfostenkupplungen, Horizontalstäbe, flexible Horizontalstäbe und Verlängerungsstäbe. Die Ringrahmen können massiv oder segmentiert, oval oder rund sein und umfassen Halbkreis-Segmente, gerade Segmente in 4", 6" und 8" sowie gekerbte Perinealringe. Die Sperrklinken-Optionen decken Standard-Modelle ohne Neigung, winkelverstellbare Kipp-Sperrklinken, Twist-Ratchets, Verlängerungen und Low-Profile-Verschlussmechanismen ab. Die Valven-Optionen umfassen Kelly, Balfour, Harrington, Deaver, biegsame Valven, Richardson, Meyerding, Gelpi, vaginale Lateral- und Posterior-Valven, Wylie-Nierenvalven und Rektalvalven sowie tiefe Wundhaken.

Alle Komponenten werden aus unmagnetischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in chirurgischer Güte gefertigt. Die Sets werden unsteril geliefert, sind wiederverwendbar, vollständig autoklavierbar und müssen vor Gebrauch gemäß den validierten Verfahren Ihrer Einrichtung gereinigt und sterilisiert werden. Zu den Lagerungsoptionen gehören perforierte Sterilisationssiebe, individuelle Tray-Einsätze, schützende Transportbehälter und OEM-Eigenmarkenverpackungen.

Retractor Maker fertigt individuelle Bookwalter-Systeme direkt in seinem Werk in der Nähe des Sardaar Saleem Medident Hospital, Roras Road, Sialkot 51310, Pakistan.

Retractor Maker produziert und liefert den individuellen Bookwalter Retractor für Krankenhäuser, Händler und medizinische Zulieferer. Der individuelle Bookwalter Retractor wird direkt von Retractor Maker hergestellt, geprüft und ausgeliefert.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest