



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Parker-Tommy

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur Parker-Tommy

SKU RM-PTR-16-1

\$39 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur Parker-Tommy	Longueur totale 16 cm, lames courbes asymétriques à double extrémité	\$39
Manchon de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$39

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Parker-Tommy est un instrument à double extrémité polyvalent, spécifiquement conçu pour assurer une rétraction fiable des berges de plaies et des tissus mous à des profondeurs variables lors de procédures de chirurgie générale, orthopédique et plastique. Doté de lames courbes contrastées aux extrémités opposées d'un manche central, cet instrument permet aux équipes chirurgicales de passer sans effort de la rétraction des tissus sous-cutanés superficiels à l'élévation fasciale plus profonde.

Proposé dans une configuration standard unique conçue pour favoriser un écartement tissulaire efficace et une visibilité optimale du champ, ce modèle d'écarteur Parker-Tommy présente une longueur totale de 16 cm (\$39). Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), la géométrie des lames intègre un profil asymétrique à double extrémité avec des bords arrondis et lisses qui maintiennent les berges de la plaie sans causer de traumatisme tissulaire. Sa structure centrale à préhension plate offre aux assistants opératoires un levier manuel stable et sans fatigue tout au long des interventions actives.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur Parker-Tommy pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité complète à l'autoclave pour les blocs opératoires, les centres de traumatologie et les cliniques chirurgicales ambulatoires du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest