



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Meniscal Repair Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Meniscal Repair Retractor

SKU RM-MRR-5IN-1

\$59 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Meniscal Repair Retractor	Abmessungen / Details: 5" (12.7 cm) Gesamtlänge, poliertes gebogenes Deflektorblatt · Enthaltene Menge: 1	\$59
Schutzhülle / Box	Abmessungen / Details: Einzelne Transportverpackung · Enthaltene Menge: 1	\$59

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Meniscal Repair Retractor ist ein spezialisiertes orthopädisches Knie-Instrument, das speziell für den sicheren, atraumatischen Schutz neurovaskulärer Strukturen und die Kapsel-Deflektion bei arthroskopischen Inside-Out- und Outside-In-Meniskusreparaturen entwickelt wurde. Dieser Retractor wird hinter der posterioren Kniekapsel platziert und fungiert als starrer Nadelabweiser, der die Arteria und Vena poplitea sowie den Nervus tibialis und peroneus vor den vordringenden Meniskusnadeln schützt.

Konzipiert in einer spezifischen Konfiguration für optimales taktilen Feedback, weist dieser Meniscal Repair Retractor eine Gesamtlänge von 5 inches (12.7 cm, \$59) auf. Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), umfasst die Blattgeometrie einen gebogenen Schaft mit einem offenem, abgerundeten Spitzenprofil, das sich dem posterioren Femurkondylus und dem Tibiaplateau anpasst. Das Oberflächenfinish ist hochglanzpoliert, um die Gewebereibung zu minimieren und ein müheloses Gleiten der Nadel direkt durch die posteromediale oder posterolaterale Inzision zu ermöglichen.

Geschmiedet mit einem blendfreien, matt-satinierten Griff und einem hochglanzpolierten Löffelblatt, fertigt Retractor Maker den Meniscal Repair Retractor so, dass er wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Damit bietet er Sportmedizinern und Kniespezialisten weltweit kompromisslose strukturelle Steifigkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Sterilisationsbeständigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest