



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Mandibuler Kanal Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Mandibuler Kanal Ekartörü

SKU RM-MCR-17-1

\$29 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Mandibuler Kanal Ekartörü	Boyutlar / Detaylar: 17 cm toplam uzunluk, 8 mm genişliğinde kanal bıçağı · Dahil Olan Miktar: 1	\$29
Koruyucu Kılıf / Kutu	Boyutlar / Detaylar: Bireysel taşıma ambalajı · Dahil Olan Miktar: 1	\$29

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Mandibuler Kanal Ekartörü, ortognatik prosedürler sırasında yumuşak dokunun güvenli, atravmatik deplasmanını ve kemik sınırının açığa çıkarılmasını sağlamak için özel olarak tasarlanmış vazgeçilmez bir maksillofasiyal cerrahi ekartördür. Anatomik bir kanal oluşu ile tasarlanan bu alet, cerrahların mandibulanın alt korteksini temiz bir şekilde kavramasına olanak tanıyarak kemik kesisi sırasında fasiyal arter, anterior fasiyal ven ve marjinal mandibuler siniri korur.

Ameliyat sırasında mutlak stabilite için üretilen bu Mandibuler Kanal Ekartörü konfigürasyonu, 17 cm (\$29) toplam uzunluğa ve 8 mm genişliğinde bir kanal bıçağına sahiptir. Paslanmaya ve üretim hatalarına karşı ömür boyu koruma sağlamak amacıyla birinci sınıf cerrahi sınıf Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen kavisli distal ucu, komşu servikal yumuşak dokulara kaymadan kortikal kemik marjına sıkıca oturur. Ergonomik düz sap, cerrahi asistanlara uzun sagittal split işlemleri boyunca yorulmadan manüel kaldırma gücü sağlar.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Mandibuler Kanal Ekartörü'nü tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir; bu da dünya çapındaki ağız, çene ve yüz rekonstrüktif cerrahi ekiplerine olağanüstü korozyon direnci, yapısal rijitlik ve tam klinik dayanıklılık sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest