



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Condyle Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Condyle Retractor

SKU RM-CONDR-1

\$44 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
8 mm × 27 mm	RM-CONDR-1-1	\$44
10 mm × 44 mm	RM-CONDR-1-2	\$49

製品詳細

Condyle Retractorは、顎矯正手術や外傷処置において下顎頭および下顎頭下頸部を安全かつ滑ることなく術野展開するために設計された、不可欠な顎顔面外科用レトラクターです。下顎枝後縁の背側に確実にフックするように設計されており、重要な神経血管構造を保護しながら、厚い翼突下顎筋組織を排除することができます。

口腔内深部へのアクセスを考慮して設計されたこの Condyle Retractor モデルは、全長 21 cm を確保しており、長時間の手術における助手の負担を大幅に軽減しながら最大限のリーチを提供します。ブレード寸法は 8 mm × 27 mm (\$44) と 10 mm × 44 mm (\$49) の2種類から選択可能です。作業端には滑りやすい骨膜組織へのグリップ力を高めるために特別に設計されたクロス鋸歯状の加工が施されており、皮質骨縁から誤って滑ることなく、安定したカウンタートラクションを維持します。

反射防止用のサテンマット仕上げを施した医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から精密機械加工された Retractor Maker 製 Condyle Retractor は、病院での繰り返しの滅菌サイクルに耐えうる耐久性を備えています。世界中の口腔外科、顎顔面外科、形成外科の医師に、優れた人間工学的バランス、高い耐食性、そして完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest