



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador para Lifting de Sobrancelha Coronal

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador para Lifting de Sobrancelha Coronal

SKU RM-CBLR-1

\$49 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador para Lifting de Sobrancelha Coronal	7 ¼" (18.4 cm) de comprimento, cabeça de 70.0 mm, 7 dentes afiados	\$49
Luva Protetora / Caixa	Embalagem individual de transporte	\$49

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador para Lifting de Sobrancelha Coronal é um instrumento cirúrgico especializado para cirurgia plástica e reconstrutiva facial, projetado especificamente para fornecer tração tecidual potente e antiderrapante durante procedimentos de lifting coronal aberto de testa e sobrancelha. Projetado com uma ampla cabeça de ancinho de 70.0 mm, este instrumento distribui a contração manual por uma vasta área de superfície galeal, evitando rasgos focais enquanto maximiza a visualização operatória da borda supraorbital.

Construído para alta alavancagem sem deslizamento, esta configuração do Afastador para Lifting de Sobrancelha Coronal apresenta um comprimento total de 7 ¼ inches (18.4 cm, \$49). Sua extremidade de trabalho é equipada com 7 dentes afiados deslocados (offset), projetados especificamente para fixar firmemente o couro cabeludo fibroso denso, a gálea e a musculatura frontal durante a tração manual contínua. A haste angulada mantém a mão do assistente fora da linha de visão, enquanto o cabo plano ergonômico proporciona alavancagem manual sem fadiga durante o tunelamento subperiosteal profundo.

Usinado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador para Lifting de Sobrancelha Coronal para suportar ciclos rigorosos de autoclave hospitalar, oferecendo alta resistência à tração, excepcional resistência à corrosão e durabilidade clínica total para centros de cirurgia plástica facial e estética em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)