



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Deep Gelpi Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ранорасширите ль Deep Gelpi Retractor

SKU RM-DGR-SERIES-1

\$68 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
3 ½" – 4 ½" — острые, тупые, изогнутые острые, 90°, прямоугольные — поверхностные малые операции, хирургия кисти и педиатрический доступ	RM-DGR-SERIES-1-1	\$68
5 ½" – 6 ¾" — Острые, тупые, изогнутые острые, 90°, под прямым углом — Для мягких тканей, пластики и цервикального доступа	RM-DGR-SERIES-1-2	\$74
7 ½" – 7 ¾" — Острые, Тупые, Изогнутые острые, 90°, Г-образные — Стандартная поясничная ламинэктомия и ретракция сустава	RM-DGR-SERIES-1-3	\$84
9 ¼" – 12" — Острый, Тупой, Острый под углом, 90°, Прямоугольный — Глубокие операции в полости таза, бариатрия и многоуровневый спондилодез	RM-DGR-SERIES-1-4	\$94

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Deep Gelpi Retractor является незаменимым самодержащимся хирургическим инструментом, разработанным специально для обеспечения надежной ретракции тканей на различной глубине во многих областях хирургии. Оснащенный изогнутыми наружу зубцами, которые прочно фиксируются в краях раны, этот ретрактор позволяет хирургическим бригадам получить обширный операционный доступ, избавляя ассистентов от мышечной усталости.

Разработанная для соответствия любой анатомической глубине и клиническому сценарию, серия Deep Gelpi Retractor включает обширную матрицу настраиваемых опций. Хирурги могут выбирать из десяти вариантов общей длины: 3 ½" (\$68), 4 ½" (\$72), 5 ½" (\$76), 6 ½" (\$74), 6 ¾" (\$80), 7 ½" (\$84), 7 ¾" (\$88), 9 ¼" (\$94), 11" (\$102) и 12" (\$109). Рабочие кончики и бранши доступны в вариантах: Sharp Points (острые), Blunt Points (тупые), Angled Sharp Points (изогнутые острые), Angled 90 Degree (под углом 90 градусов) и Right Angled Arms (под прямым углом). Его прецизионный кремальерный замок с кольцами для пальцев надежно фиксируется под противодействующим натяжением тканей.

Изготовленный из высококачественной медицинской нержавеющей стали с безбликовым сатиновым матовым покрытием, Retractor Maker производит Deep Gelpi Retractor с расчетом на многократные циклы автоклавирования, обеспечивая операционные блоки по всему миру исключительной механической жесткостью, плавным ходом кремальеры и пожизненной долговечностью.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest