



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Senn Miller

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Senn Miller

SKU RM-SMR-SERIES-1

\$29 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
15.0 cm Reach — 10×9 mm hoja plana / 10×11 mm rastrillo de 3 puntas	RM-SMR-SERIES-1-1	\$29
15.5 cm Reach — 10×9 mm hoja plana / 10×11 mm rastrillo de 3 puntas	RM-SMR-SERIES-1-2	\$34
16.0 cm Reach — 10×9 mm hoja plana / 10×11 mm rastrillo de 3 puntas	RM-SMR-SERIES-1-3	\$39
Alcance de 20.0 cm — Hoja plana de 10×9 mm / rastrillo de 3 dientes de 10×11 mm	RM-SMR-SERIES-1-4	\$49

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador Senn Miller es un retractor quirúrgico de doble extremo indispensable, reconocido mundialmente por proporcionar un desplazamiento de tejidos blandos y una exposición de los márgenes de la herida versátiles y a múltiples profundidades durante procedimientos generales, plásticos y ortopédicos. Diseñado con una hoja plana en forma de L en un extremo y un rastrillo de tres puntas en el extremo opuesto, este instrumento permite a los equipos quirúrgicos transicionar sin esfuerzo entre la sujeción amplia de tejido y la tracción cutánea antideslizante sin necesidad de intercambiar instrumentos.

Construido para soportar ciclos frecuentes de esterilización en autoclave y con garantía de por vida contra la corrosión, esta serie de separadores Senn Miller se ofrece en cuatro longitudes totales: 15 cm (\$29), 15.5 cm (\$34), 16 cm (\$39) y 20 cm (\$49). Fabricado a mano con materiales de primera calidad para quirófano, las dimensiones de sus hojas integradas cuentan con un extremo de hoja plana/lisa de 10 mm × 9 mm emparejado con un extremo de rastrillo de 3 puntas de 10 mm × 11 mm. Los cirujanos pueden personalizar el extremo del

rastrillo con puntas romas, diseñadas para una retracción segura y atraumática de tejidos blandos, o puntas agudas, diseñadas para ofrecer un agarre firme y sin deslizamientos en bordes de tejidos más resistentes.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el separador Senn Miller cumpliendo estrictas tolerancias clínicas, ofreciendo una alta resistencia a la corrosión, una rigidez estructural inquebrantable y una durabilidad total en autoclave para quirófanos hospitalarios, clínicas ambulatorias y salas de cirugía plástica en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest