



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

S字型双頭鉤

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



S字型双頭鉤

SKU RM-SSDER-1

\$29 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
10.0 cm (approx. 4.0") — 15×11 mm / 14×10 mm 両端	RM-SSDER-1-1	\$29
11.5 cm (approx. 4.5") — 15×11 mm / 14×10 mm 両端	RM-SSDER-1-2	\$34

製品詳細

S字型双頭鉤は、形成外科、一般外科、耳鼻咽喉科の手術において、非侵襲的で愛護的な軟部組織の牽引および創縁の露出を行うために設計された不可欠な手持ち式手術用開創器です。解剖学に基づいた二重弯曲のS字型シャシーを採用しており、助手が安定した対抗牽引を行いながら、術者の視界を妨げない手技を可能にします。

頻繁なオートクレーブ滅菌サイクルに耐えうる耐久性を備え、錆や欠陥に対する生涯保証が付帯した本シリーズは、全長10 cm (\$29) と11.5 cm (\$34) の2つのサイズから選択可能です。高品質なプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、作業用ブレードは片側15 mm × 11 mm、もう一方が14 mm × 10 mmという非対称の双頭仕様となっています。滑らかなS字曲線は、局所的な組織損傷や虚血性圧迫を最小限に抑えつつ、視認性を最適化します。

反射を抑えたサテンマット仕上げが施されたRetractor MakerのS字型双頭鉤は、厳格な臨床的許容誤差に基づいて製造されています。高い耐食性、強固な構造的剛性、そして完全なオートクレーブ耐久性を備えており、世界中の病院の手術室、外来手術センター、美容クリニックで広く採用されています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest