



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur mammaire I.M.A Bugge Takedown

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur mammaire I.M.A Bugge Takedown

SKU RM-BTIMAR-499-1

\$499 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Châssis de l'écarteur I.M.A Bugge Takedown	Rail de levage mécanique avec une extension de 110 mm
1 Paire	Lames latérales de base	Lames de levage sternal profilées de 40 mm x 100 mm
1 Set	Lames de travail intégrées	Ensemble d'extrémité de travail étendu de 40 mm x 150 mm
1	Étui / Boîte de protection	Emballage de transport standard

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur mammaire I.M.A Bugge Takedown est un système d'écartement chirurgical cardiothoracique indispensable, conçu spécifiquement pour assurer l'élévation sternale unilatérale et une exposition étendue de la paroi thoracique lors du prélèvement de l'artère mammaire interne (IMA / LIMA / RIMA) dans le cadre d'un pontage aortocoronarien. Doté d'un châssis de levage mécanique robuste, cet instrument permet aux équipes chirurgicales de soulever en douceur la marge costale et le bord sternal, créant ainsi un couloir opératoire sans obstruction directement le long du lit vasculaire rétrosternal.

Construit selon des spécifications cliniques rigoureuses, cette configuration de l'écarteur mammaire I.M.A Bugge Takedown (\$499) présente des dimensions d'extrémité de travail de 40 mm x 150 mm, associées à des lames latérales de base mesurant 40 mm x 100 mm pour s'adapter à diverses ouvertures chirurgicales. Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), le mécanisme d'entraînement à crémaillère offre une capacité d'expansion maximale de 110 mm, garantissant une force de levage statique inébranlable contre la musculature pectorale et intercostale dense, sans

glissement ni risque de fracture costale.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet sur toutes les surfaces métalliques, Retractor Maker fabrique l'écarteur mammaire I.M.A Bugge Takedown pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux centres de chirurgie cardiaque et aux blocs thoraciques du monde entier une stabilité structurelle absolue, une haute résistance à la corrosion et une durabilité totale lors de la stérilisation.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest