



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Kollateral Ligaman Ekartörleri

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Kollateral Ligaman Ekartörleri

SKU RM-CLR-1

\$104 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Kollateral Ligaman Ekartörü	8" (20.3 cm) toplam uzunluk, 5 mm ve 11 mm bıçak profilleri	\$104
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$104

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Kollateral Ligaman Ekartörleri, total diz değişimi sırasında medial kollateral ligamanı (MCL) ve lateral kollateral ligamanı (LCL) korumak ve ekarte etmek için özel olarak tasarlanmış ortopedik cerrahi aletlerdir. Tibial plato ve femoral kondil kortekslerine tam oturacak şekilde tasarlanan bu aletler, ligaman dokularını osilasyonlu kemik testerelerinden ve döner frezlerden izole eder.

Hassas eklem marjı koruması için üretilen bu Kollateral Ligaman Ekartörleri modeli, 8 inç (20.3 cm) toplam gövde uzunluğuna (\$104) sahiptir. Çalışma ucu, dar eklem boşlukları için 5 mm'lik dar profil ile daha geniş ligaman kapsama alanı için 11 mm'lik geniş profil içeren çift profilli bıçak genişliklerini birleştirir. Konturlu bıçak ucu, kemik kenarına güvenli bir şekilde kenetlenerek agresif tibial veya femoral rezeksiyonlar sırasında kazara kaymayı önler.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeyli birinci sınıf medikal sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker üretimi Kollateral Ligaman Ekartörleri, ağır mekanik yüklere dayanacak şekilde üretilmiştir ve dünya çapındaki ortopedik diz rekonstrüktif cerrahlarına olağanüstü taktik kontrol, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest