



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Комбинированный ретрактор для ран и щек

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Комбинированный ретрактор для ран и щек

SKU RM-CWCR-1

\$69 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Combination Wound and Cheek Retractor	Двусторонний ретрактор для ротовой полости и ран — 1	\$69
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка — 1	\$69

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Комбинированный ретрактор для ран и щек — это адаптивный хирургический инструмент двойного назначения, разработанный для эффективного смещения мягких тканей во время стоматологических, челюстно-лицевых и пластических реконструктивных процедур. Благодаря функциональным концам различной формы, этот ретрактор позволяет хирургическим бригадам легко переходить от широкого разведения щеки к локальному ретрагированию краев раны без смены инструментов.

Созданная для оптимального интраорального и лицевого доступа, данная конфигурация (\$69) комбинированного ретрактора для ран и щек включает широкую, плавно очерченную щечную лопасть с одной стороны для защиты слизистой оболочки от вращающихся боров и изогнутую крючковидную лопасть на противоположном конце для точного разведения кожных лоскутов и краев ран. Сбалансированная центральная рукоятка обеспечивает ассистенту стабильный ручной контроль и удобный эргономичный захват, снижая усталость рук во время длительных операций.

Изготовленный из медицинской хирургической нержавеющей стали с безбликовым сатинированным матовым покрытием, Retractor Maker предоставляет комбинированный ретрактор для ран и щек нестерильным и полностью автоклавируемым в защитной упаковке, обеспечивая высокую коррозионную стойкость и долговечность для операционных по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest