



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Набор шейных ретракторов Tedan Phantom CS-1600

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Набор шейных ретракторов Tedan Phantom CS-1600

SKU RM-TPCS1600-SET-1

\$2,899 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
10 пар (всего 20 лезвий)	Тупоконечные лезвия ретрактора	Длиной от 30 мм до 75 мм (с шагом 5 мм)
6 пар (всего 12 лезвий)	Микротупоконечные лезвия ретрактора	Длиной от 35 мм до 60 мм (с шагом 5 мм)
8 лезвий	Длиннозубые лезвия ретрактора	Длиной от 30 мм до 65 мм (с шагом 5 мм)
1 пара (всего 2 лезвия)	Лопастные лезвия	Стандартная совместимость с многонаправленным дистракционным каркасом
2 рукоятки	Боковые рукоятки ретрактора	Эргономичный дизайн с поворотным механизмом для быстрой смены модульных лезвий
1 глубиномер	Цветокодированный глубиномер	Калиброван для быстрого измерения глубины мягких тканей
1 комплект	Спиральное сверло с рукояткой	Ручная сборка стартового сверла для дистракционных винтов
1 направляющая	Двойная направляющая для сверла	Для обеспечения точного параллельного расстояния между дистракционными винтами позвонков
1 направляющая	Одинарная направляющая для сверла	Для независимой или модульной установки дистракционных винтов

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1 сверло	Спиральное сверло	Сменное сверло для пилотного сверления под дистракционные винты
2 отвертки	Отвертки для дистракции	Ручные отвертки с надежным захватом для установки штифтов в стиле Каспара
1 инструмент	Измерительный инструмент - штангенциркуль	Прецизионный измерительный прибор для подтверждения высоты диска и допусков зазора имплантата
1 инструмент	Костный тампон с защитой	Двусторонний хирургический инструмент с профилем 6 мм × 10 мм
1 контейнер	Стерилизационный бокс	Прочный, изготовленный на заказ организационный хирургический лоток

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Набор шейных ретракторов Tedan Phantom CS-1600 — это всемирно признанная комплексная система передних шейных хирургических ретракторов и дистракторов, разработанная специально для обеспечения безопасного, не травмирующего смещения мягких тканей и межпозвоночной дистракции во время передней шейной дискэктомии и спондилодеза (ACDF). Разработанная с быстросъемными боковыми рукоятками и низкопрофильной геометрией лезвий, эта система позволяет хирургам-вертебрологам чисто отводить трахею, пищевод и сонную оболочку, сохраняя беспрепятственный визуальный коридор до дискового пространства, не мешая флюороскопическому изображению или микроскопическим линиям обзора.

Созданный в соответствии с клиническими требованиями, этот полный набор шейных ретракторов Tedan Phantom CS-1600 (2,899 \$) включает обширный набор инструментов, организованный в прочном стерилизационном контейнере, изготовленном на заказ. Изготовленный вручную из немецкой нержавеющей стали, модульный набор лезвий включает 10 пар (всего 20) тупоконечных лезвий ретрактора длиной от 30 мм до 75 мм, 6 пар (всего 12) микротупоконечных лезвий длиной от 35 мм до 60 мм, 8 длиннозубых лезвий длиной от 30 мм до 65 мм и 1 пару многонаправленных лопастных лезвий. В комплект входят 2 эргономичные боковые рукоятки с поворотной-откидной механизмом, цветокодированный глубиномер, ручное сверло для запуска, двойные и одинарные направляющие для сверл, сменные сверла, 2 отвертки для дистракции, прецизионный измерительный инструмент - штангенциркуль и костный тампон 6 мм × 10 мм с защитой.

Изготовленный с матовым антибликовым покрытием и цветокодированными анодированными маркировками размеров лезвий, Retractor Maker производит набор шейных ретракторов Tedan Phantom CS-1600, чтобы выдерживать многократные циклы автоклавирования в больницах, обеспечивая нейрохирургические отделения, ортопедические центры позвоночника и хирургические травматологические отделения по всему миру исключительной структурной точностью, коррозионной стойкостью и полной долговечностью при автоклавировании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest