



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Colgajos Freeman

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Colgajos Freeman

SKU RM-FFR-8-1

\$19 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
½" (12 mm) de Ancho — Curva o Recta	RM-FFR-8-1-1	\$19
1" (24 mm) de ancho — Curvo o recto	RM-FFR-8-1-2	\$24

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Freeman Flap Retractor es un instrumento manual indispensable en cirugía plástica, diseñado específicamente para proporcionar una elevación constante y atraumática de colgajos, así como la retracción del tejido subcutáneo durante procedimientos estéticos y reconstructivos. Diseñado con un perfil de hoja suave que termina en un ligero labio de retención, este instrumento permite a los cirujanos mantener bolsillos de trabajo amplios sin causar desgarros tisulares o necrosis marginal.

Construido para una adaptabilidad procedimental completa, este modelo de Freeman Flap Retractor presenta una longitud total de 8 pulgadas (20.3 cm). Los cirujanos pueden personalizar el instrumento mediante anchos de hoja seleccionables: una hoja de ½ pulgada (12 mm) de ancho (\$19) para elevación de colgajos delicados y localizados, y una hoja de 1 pulgada (24 mm) de ancho (\$24) para planos cutáneos más amplios. Ambos anchos están disponibles en perfiles de punta curva o recta para adaptarse a diversos vectores tisulares. El mango plano equilibrado proporciona un agarre manual cómodo y libre de fatiga.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker fabrica el Freeman Flap Retractor para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a las salas de cirugía plástica, estética y general en todo el mundo una resistencia excepcional a la corrosión, rigidez estructural y confiabilidad clínica total.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest