



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Engl Intercondylar Notch Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Engh Intercondylar Notch Retractor

SKU RM-EINR-1

\$79 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Engh Intercondylar Notch Retractor	全長8 ⅞" (206.4 mm)、2.25"チップ	\$79
保護スリーブ / ボックス	個別輸送用パッケージ	\$79

製品詳細

Engh Intercondylar Notch Retractorは、人工膝関節全置換術（TKA）における顆間窩および大腿骨遠位端の良好な術野展開を目的とした整形外科用牽引器です。大腿骨顆間窩にしっかりと固定されるよう設計されており、術者が骨表面の処理やノッチ切除を行う際、後十字靭帯（PCL）を電動サブレードから保護します。

成人膝関節の展開および精密な骨切除用に構築されたこのEngh Intercondylar Notch Retractorは、全長8 ⅞インチ (206.4 mm, \$79) です。ワーキングエンドには専用の2.25インチ (57.1 mm) の輪郭形状のピーク（嘴部）が組み込まれており、顆間窩内に確実に噛み合わせることで、周囲の軟部組織に対して安定した機械的対抗牽引を提供します。堅牢で人間工学に基づいたハンドルは、関節操作中の滑り止め制御と最大限のレバレッジを保証します。

反射を抑えたサテンマット仕上げのプレミアム手術用グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造されており、Retractor Makerは、整形外科特有の強いトルクや繰り返される高圧蒸気滅菌サイクルに耐えうる耐久性を備えたEngh Intercondylar Notch Retractorを製造し、膝関節再建および置換術チームに揺るぎない臨床的信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest