



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Hauthäkchen-Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Hauthäkchen-Re traktor

SKU RM-HKR-165-1

\$14 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
1-zinkig (Einhakig) — Spitze oder stumpfe Enden	RM-HKR-165-1-1	\$14
2 Zinken — Spitz oder stumpf	RM-HKR-165-1-2	\$16
3 Zinken — Spitze oder stumpfe Enden	RM-HKR-165-1-3	\$18
4 Zinken — Spitze oder stumpfe Enden	RM-HKR-165-1-4	\$20

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Hook Retractor von Retractor Maker ist ein essenzielles chirurgisches Handinstrument für die plastische, rekonstruktive und allgemeine Chirurgie. Er dient der präzisen, rutschfesten Elevation von Hautlappen und der Exposition oberflächlicher Wundränder. Dank der ergonomisch gebogenen Zähne ermöglicht dieses Instrument ein sicheres Greifen von kutanen und subkutanen Schichten, ohne empfindliche Geweberänder zu traumatisieren.

Für maximale Flexibilität während des Eingriffs verfügt dieser Hook Retractor über eine einheitliche Gesamtlänge von 16.5 cm, die eine ausgewogene manuelle Kontrolle und verfeinertes taktiles Feedback bietet. Das Instrument ist in vier Konfigurationen erhältlich: 1-zahnig (\$14), 2-zahnig (\$16), 3-zahnig (\$18) und 4-zahnig (\$20). Chirurgen können zwischen scharfen Spitzen für einen festen, rutschfreien Halt in der Dermis oder stumpfen Spitzen zur Minimierung von Gewebetraumata bei sensiblen Weichteilschichten wählen. Der flache, ergonomische Griff sorgt für eine ermüdungsfreie Handhabung.

Gefertigt aus medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einer reflexionsfreien Satin-Matt-Oberfläche, ist der Hook Retractor von Retractor Maker für die wiederholte Sterilisation ausgelegt. Er

bietet hohe Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Steifigkeit und volle Autoklavierbarkeit für den Einsatz in OP-Sälen und ambulanten Kliniken weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest