



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Vickers Low Profile

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Vickers Low Profile

SKU RM-VLPR-SERIES-1

\$199 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
2×2 Griffes mousses	RM-VLPR-SERIES-1-A	\$199
3×3 Griffes mousses	RM-VLPR-SERIES-1-B	\$219
Lames pleines (face lisse)	RM-VLPR-SERIES-1-C	\$199

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Vickers Low Profile est un écarteur spécialisé pour la microchirurgie et la chirurgie de la main, conçu spécifiquement pour assurer un écartement fiable et mains libres des tissus mous dans les couloirs opératoires étroits. Doté d'un mécanisme de barre à ressort ultra-compact, cet instrument repose à plat contre la main ou le poignet, permettant aux chirurgiens d'écarter proprement les berges cutanées et sous-cutanées délicates sans obstruer le passage des micro-instruments ou le champ de vision optique.

Conçu pour naviguer avec aisance dans les micro-incisions étroites, cette série Vickers Low Profile Retractor est proposée en deux variantes de longueur totale : 7.5 cm (3 pouces) et 9.0 cm (3 ½ pouces). Forgé à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'instrument supporte trois configurations de valves modulaires à profil bas sélectionnables lors de la commande : un modèle à 2 × 2 griffes mousses (\$199) pour les incisions digitales ciblées, un modèle étendu à 3 × 3 griffes mousses (\$219) pour une rétraction fasciale plus large, et un modèle à valves pleines et face lisse (\$199) pour un maintien atraumatique des tissus mous. Ses plaques de rétraction à chargement latéral se logent solidement sous les berges de la plaie sans provoquer de déchirure tissulaire locale.

Doté d'une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker produit le Vickers Low Profile Retractor pour résister aux cycles répétés d'autoclave hospitalier, offrant aux centres de chirurgie de la main, aux blocs de chirurgie plastique et aux cliniques orthopédiques ambulatoires du monde entier une stabilité mécanique exceptionnelle,

une résistance à la corrosion et une durabilité totale à l'autoclavage.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest