



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteurs Army-Navy - Jeu de deux

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteurs Army-Navy - Jeu de deux

SKU RM-ANR-SET-1

\$49 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur Army-Navy	Longueur totale 21 cm, valves à double extrémité	\$49
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport standard	\$49

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le jeu de deux écarteurs Army-Navy est une paire classique d'écarteurs chirurgicaux à double extrémité, conçus pour assurer un écartement tissulaire stable et atraumatique lors d'interventions de chirurgie générale, orthopédique et plastique. En offrant des profondeurs de valve contrastées à chaque extrémité, cette paire d'écarteurs permet aux équipes chirurgicales de passer sans effort du maintien des tissus sous-cutanés superficiels à l'élévation musculaire plus profonde.

Conçu pour une utilité clinique polyvalente, cette configuration standard de l'écarteur Army-Navy présente une longueur totale de 21 cm. Chaque instrument intègre un manche central fenêtré pour un poids réduit et un contrôle de la prise en main, avec une extrémité présentant une valve courte à angle droit pour les marges superficielles et l'extrémité opposée offrant une valve à angle droit plus longue avec un léger rebord pour sécuriser les marges fasciales profondes sans glissement tissulaire.

Usiné à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition mate satinée sans reflet, Retractor Maker fournit le jeu de deux écarteurs Army-Navy non stérile et entièrement autoclavable sous emballage protecteur, offrant une haute résistance à la corrosion et une durabilité fiable pour les blocs opératoires du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest