



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Koerte Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Koerte Retractor

SKU RM-KTR-24-1

\$54 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Koerte Retractor	Dimensions / Détails : longueur totale 24 cm, 8 griffes acérées, poignée à anneaux avec bague antidérapante · Quantité incluse : 1	\$54
Housse / Boîte de protection	Dimensions / Détails : Emballage de transport individuel · Quantité incluse : 1	\$54

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Koerte Retractor est un écarteur à griffes robuste, conçu spécifiquement pour assurer une rétraction puissante et antidérapante des tissus mous et des muscles lors d'interventions majeures abdominales, thoraciques et orthopédiques. Doté d'une tête à griffes larges, cet instrument permet aux assistants chirurgicaux d'appliquer une contre-traction continue et uniforme sur de larges plans fasciaux et des couches musculaires épaisses sans risque de glissement.

Conçu pour maximiser la capacité d'écartement dans les champs opératoires profonds, cette configuration dédiée du Koerte Retractor présente une longueur totale de 24 cm (\$54). Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), sa partie active intègre 8 griffes acérées spécifiquement courbées pour mordre fermement dans les tissus fibreux denses et la musculature épaisse. La poignée ergonomique à anneaux est équipée d'une bague centrale antidérapante intégrée qui offre aux assistants opératoires un levier de traction supérieur et une stabilisation manuelle optimale.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique le Koerte Retractor pour résister à des charges mécaniques lourdes et à des cycles répétés d'autoclavage en milieu hospitalier, offrant aux centres de traumatologie générale, thoracique et orthopédique du monde entier une durabilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une fiabilité clinique totale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest