



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Nasal Sheen Nasal Retractor Angled

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Nasal Sheen Nasal Retractor Angled

SKU RM-SNRA-65-1

\$49 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Sheen Nasal Retractor Angled	Comprimento total de 6 ½" (165 mm), lâmina sólida de 10 mm, chassi angular	\$49
Luva Protetora / Caixa	Embalagem individual para transporte	\$49

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Sheen Nasal Retractor Angled é um instrumento especializado e manual para rinoplastia e cirurgia plástica facial, projetado especificamente para proporcionar uma elevação segura e não traumática do envelope cutâneo nasal e das cartilagens laterais inferiores. Projetado com uma haste angular anatômica, este instrumento posiciona a mão do assistente de forma segura, afastada do eixo cirúrgico, permitindo que o cirurgião mantenha uma linha de visão desobstruída através do dorso nasal.

Construído para suportar ciclos frequentes de esterilização em autoclave e oferecendo garantia vitalícia contra ferrugem, esta configuração do Sheen Nasal Retractor Angled apresenta um comprimento total da ferramenta de 6 ½ polegadas (165 mm, \$49). Fabricada artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), a largura da lâmina de trabalho mede 10 mm em um layout de lâmina sólida contornado com margens arredondadas e atraumáticas para evitar lacerações na mucosa ou isquemia dérmica. Seu chassi angular fixo de extremidade única fornece aos assistentes cirúrgicos uma alavancagem manual estável e livre de fadiga durante a remodelação intrínseca da ponta e da abóbada nasal.

Classificado como um afastador de grau cirúrgico premium certificado, a Retractor Maker fabrica o Sheen Nasal Retractor Angled com acabamento acetinado fosco antirreflexo, oferecendo alta resistência à corrosão, rigidez estrutural inabalável e durabilidade completa em autoclave para centros de cirurgia estética, otorrinolaringologia e plástica facial em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest