



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Custom Bookwalter Retraktör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Custom Bookwalter Retraktör

SKU RM-CBR-1

\$2,999 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
Yapılandırılabilir	Montaj Donanımı (mevcut seçenekler)	Standart Saha Postları (12", 18"), Üstten Montajlı StrongArm PLUS Tutucular, Ağır Hizmet Tipi Ray Klemensleri, Post Kuplörleri, Yatay Barlar, Esnek Yatay Barlar, Uzatma Barları
Yapılandırılabilir	Halka Çerçeveler (mevcut seçenekler)	Yekpare Oval Halkalar, Yekpare Yuvarlak Halkalar, Parçalı Oval Halkalar, Parçalı Yuvarlak Halkalar, Yarım Daire Segmentler, Düz Halka Segmentleri (4", 6", 8"), Çentikli Perineal Halkalar
Yapılandırılabilir	Cırcır Mekanizmaları (mevcut seçenekler)	Standart Eğilmez Cırcırlar, Çok Açılı Eğilebilir Cırcırlar, Döner Cırcırlar, Cırcır Uzaticılar, Düşük Profilli Kilitleme Mekanizmaları
Yapılandırılabilir	Rijit ve Malleable Uçlar (mevcut seçenekler)	Kelly, Balfour, Harrington, Deaver, Malleable, Richardson, Meyerding, Gelpi, Vajinal Lateral/Posterior, Renal Wylie ve Rektal Uçlar, Derin Rake Pençeleri
Yapılandırılabilir	Saklama ve Paketleme (mevcut seçenekler)	Delikli Sterilizasyon Kutuları, Özelleştirilmiş Tepsi Ekleri, Koruyucu Taşıma Konteynerleri, OEM Özel Etiketli Paketleme

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Custom Bookwalter Retraktör, müşterinin cerrahi uzmanlık alanına, tercih edilen bileşenlere ve prosedür gereksinimlerine göre Retractor Maker tarafından üretilen, tamamen yapılandırılabilir, masaya monte edilen otomatik ekarte sistemidir. Sabit bir set yerine, sizinle birlikte belirlenir: montaj donanımını, halka çerçeve stilini,

cırcır mekanizmalarını, rijit ve dövülebilir (malleable) uçları ve saklama veya paketlenme formatını siz seçersiniz.

Önemli: Bileşen Listesi altında listelenen kategoriler, seçim için mevcut olan seçeneklerdir. Bunların tamamı 2.999 \$ referans fiyata dahil değildir. Setinizin tam içeriği ve nihai fiyat, konfigürasyon üzerinde anlaşıldıktan sonra teklif aşamasında yazılı olarak onaylanır.

Mevcut montaj donanımı; standart 12" ve 18" saha postlarını, üstten montajlı StrongArm PLUS tutucuları, ağır hizmet tipi ray klemenslerini, post kuplörlerini, yatay barları, esnek yatay barları ve uzatma barlarını içerir. Halka çerçeveler; yekpare veya parçalı, oval veya yuvarlak olabilir; yarım daire segmentler, 4", 6" ve 8" düz segmentler ve çentikli perineal halkalar içerir. Cırcır seçenekleri; standart eğilmez, çok açılı eğilebilir ve döner cırcırları, cırcır uzatıcılarını ve düşük profilli kilitleme mekanizmalarını kapsar. Uç seçenekleri arasında Kelly, Balfour, Harrington, Deaver, malleable, Richardson, Meyering, Gelpi, vajinal lateral ve posterior, renal Wylie ve rektal uçların yanı sıra derin rake pençeleri bulunur.

Tüm bileşenler manyetik olmayan, cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten imal edilmiştir. Setler steril olmayan şekilde tedarik edilir, yeniden kullanılabilir ve tamamen otoklavlanabilir özelliktedir; kullanımdan önce tesisinizin onaylanmış prosedürlerine göre temizlenmeli ve sterilize edilmelidir. Saklama seçenekleri arasında delikli sterilizasyon kutuları, özelleştirilmiş tepsi ekleri, koruyucu taşıma konteynerleri ve OEM özel etiketli ambalajlar yer alır.

Retractor Maker, özel Bookwalter tipi setleri doğrudan Sardaar Saleem Medident Hospital yakınındaki tesisinde üretmektedir (Roras Road, Sialkot 51310, Pakistan).

Retractor Maker, hastaneler, distribütörler ve tıbbi tedarikçiler için Custom Bookwalter Retraktör'ü üretmekte ve tedarik etmektedir. Bu ürün doğrudan Retractor Maker tarafından üretilir, denetlenir ve tedarik edilir.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest