



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Caspar Cervical Retractor With Ratchet

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Caspar Cervical Retractor With Ratchet

SKU RM-CCRWR-1

\$289 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
16.5 cm	RM-CCRWR-1-1	\$289
22.3 cm	RM-CCRWR-1-2	\$299

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Caspar Cervical Retractor With Ratchet ist ein erstklassiges chirurgisches Instrument für die Wirbelsäule, das speziell für eine stabile, selbsthaltende Weichteilexposition bei anterioren Eingriffen an der Halswirbelsäule entwickelt wurde. Dank seines mehrfach gelenkigen Rahmens passt sich dieser Retraktor reibungslos an die Nackenkonturen des Patienten an und schützt gleichzeitig die Karotisscheide, die Luftröhre und die Speiseröhre vor versehentlichen intraoperativen Traumata.

Diese Caspar Cervical Retractor With Ratchet Plattform wurde für eine vollständige prozedurale Anpassungsfähigkeit entwickelt und wird in zwei wählbaren Gesamtlängen hergestellt: einem Standardmodell mit 16.5 cm (\$289) und einem verlängerten Modell mit 22.3 cm (\$299), das für eine breite operative Exposition oder muskulöse Patientenprofile konzipiert ist. Die präzise mechanische Ratschenbahn ermöglicht es Chirurgen, die Retraktorblätter in Mikroschritten zu spreizen, wobei sie unter dem Gegendruck des Gewebes fest einrasten, um die Ermüdung des Assistenten während der Disktomie und des Einsetzens von Cages zu vermeiden.

Geschmiedet aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Caspar Cervical Retractor With Ratchet so, dass er wiederholten Autoklavenzyklen im Krankenhaus standhält. Er bietet außergewöhnliche mechanische Steifigkeit, sanfte Ratschensteuerung und absolute klinische Zuverlässigkeit für Wirbelsäulenzentren weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest