



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Urológico Turner-Warwick

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Afastador Urológico Turner-Warwick

SKU RM-TWUR-549-1

\$549 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Estrutura de Base Circular Autoestática	Chassi de anel rígido de 180 mm x 140 mm projetado para visibilidade de 360 graus
6	Lâminas de Garra Ajustáveis com Pontas Duplas Curvas	Lâminas de retração multidirecional de 13 mm x 14 mm para tecido fibroso
6	Travas de Pino de Retenção de Deslizamento Rápido	Fixadores manuais ranhurados que travam a tensão do tecido com segurança
2	Braços de Pinça Retratores Ergonômicos	Estruturas de cabo estruturadas leves forjadas com perímetros suaves
1	Caixa / Armazenamento Protetor	Embalagem padrão de transporte

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Urológico Turner-Warwick é um sistema de afastamento cirúrgico autoestático aclamado internacionalmente, projetado especificamente para fornecer deslocamento expansivo e multidirecional de tecidos moles e margens de feridas durante procedimentos urológicos pélvicos, vesicais e reconstrutivos abertos. Projetado com um chassi de anel anatômico, este sistema permite que os cirurgiões urológicos posicionem múltiplas lâminas de garra circunferencialmente, mantendo a parede abdominal, os músculos retos e a fáscia pélvica abertos sob tensão mecânica contínua sem a necessidade de auxílio manual.

Construído conforme especificações clínicas rigorosas, este conjunto completo do Afastador Urológico Turner-Warwick (\$549) apresenta uma estrutura de base circular autoestática rígida com dimensões externas de 180 mm x 140 mm, projetada para fornecer visibilidade urológica de 360 graus. Fabricado artesanalmente

em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o sistema inclui 6 lâminas de garra ajustáveis com pontas duplas curvas medindo 13 mm × 14 mm na extremidade ativa, projetadas especificamente para prender com segurança bainhas de tecido fibroso e fáscia sem deslizar. As 6 travas de pino de retenção de deslizamento rápido apresentam fixadores manuais ranhurados que travam a tensão do tecido com segurança, enquanto as estruturas ergonômicas das hastes com perímetros suaves evitam a laceração de tecidos moles.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Urológico Turner-Warwick para resistir a ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, proporcionando aos centros cirúrgicos urológicos e unidades pélvicas reconstrutivas em todo o mundo estabilidade mecânica excepcional, resistência à corrosão e durabilidade total em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest