



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Sistema Afastador Rultract

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sistema Afastador Rultract

SKU RM-RRS-1

\$1,499 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Haste de Dobra Duva com Ponta Estriada/Grampo	Fornecer a interface de montagem primária e ajuste do grampo
1	Conjunto de Rastelo com Clipe de Encaixe	Engaja e segura o tecido cirúrgico com um acessório de clipe de encaixe
1	Haste Superior Estriada	Conecta a seção superior da estrutura e estabiliza o conjunto da haste

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Sistema Afastador Rultract é um afastador cirúrgico especializado montado em mesa, projetado para fornecer elevação tecidual ascendente consistente e mãos-livres e visibilidade anatômica incomparável durante procedimentos operatórios exigentes. Ao ancorar-se firmemente aos trilhos padrão da mesa cirúrgica, esta plataforma modular elimina a fadiga do assistente cirúrgico enquanto mantém a tração vertical e lateral suave e antiderrapante durante intervenções prolongadas.

Configurado especificamente para levantamento esternal, dissecação da artéria mamária interna (IMA) e exposições abdominais superiores, este Sistema Afastador Rultract inclui uma haste de dobra dupla de ponta estriada para serviço pesado com grampo integrado, uma haste superior estriada estabilizadora e um conjunto de rastelo articulado com um clipe de encaixe seguro. Cada componente é usinado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) de grau médico não magnético, tratado com acabamento acetinado antirreflexo, evitando reflexos severos sob a iluminação cirúrgica suspensa e protegendo as estruturas anatômicas circundantes de tensão focal excessiva.

Fornecido não estéril e totalmente autoclavável, a Retractor Maker fabrica o Sistema Afastador Rultract seguindo tolerâncias clínicas exatas, entregando instrumentos de afastamento de alto desempenho diretamente para hospitais, centros cardíacos e distribuidores cirúrgicos em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest