



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Kombinierter Wund- und Wangenretractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Kombinierter Wund- und Wangenretractor

SKU RM-CWCR-1

\$69 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Kombinierter Wund- und Wangenretractor	Doppelendiger Oral- und Wundretractor — 1	\$69
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung — 1	\$69

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der kombinierte Wund- und Wangenretractor ist ein anpassungsfähiges chirurgisches Instrument, das für eine überlegene Weichteildisposition bei oralen, kieferchirurgischen und plastischen Eingriffen entwickelt wurde. Dank seiner zwei funktional unterschiedlichen Enden ermöglicht dieser Retraktor chirurgischen Teams den mühelosen Wechsel zwischen großflächiger Wangenabhebung und lokalisierter Wundrandretraktion, ohne das Instrument tauschen zu müssen.

Diese Konfiguration des kombinierten Wund- und Wangenretractors (\$69) wurde für optimalen intraoralen und fazialen Freiraum konzipiert. Sie integriert ein breites, glatt konturiertes Wangenblatt auf der einen Seite, um die Bukkalmukosa vor rotierenden Bohrern zu schützen, und ein gebogenes Hakenblatt am gegenüberliegenden Ende für die präzise Retraktion von Hautlappen und Wundrändern. Der ausbalancierte zentrale Griff bietet chirurgischen Assistenten eine stetige manuelle Kontrolle und komfortable Ergonomie, was die Ermüdung der Hände bei langwierigen Eingriffen reduziert.

Hergestellt aus medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einer reflexionsfreien Satin-Matt-Oberfläche, liefert Retractor Maker den kombinierten Wund- und Wangenretractor unsteril und voll autoklavierbar in einer Schutzverpackung. Er bietet hohe Korrosionsbeständigkeit und zuverlässige Langlebigkeit für OP-Säle weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest