



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Mammoplasty Biggs, Fibra Óptica

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Mammoplasty Biggs, Fibra Óptica

SKU RM-BMRFO-1

\$239 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Afastador Mammoplasty Biggs, Fibra Óptica	Lâmina fenestrada de 50 mm, guia de luz, tubo de sucção
1	Encaixe Universal para Cabo de Luz	Conecta-se a cabos de fibra óptica padrão de centro cirúrgico
1	Luva Protetora / Caixa	Embalagem de transporte padrão

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Mammoplasty Biggs, Fibra Óptica é um instrumento cirúrgico iluminado de alto padrão, projetado para oferecer visualização superior da loja e limpeza ativa do campo durante mamoplastias estéticas e reconstrutivas. Ao integrar iluminação por fibra óptica de alta intensidade com um canal contínuo de sucção de fumaça e fluidos, este afastador elimina áreas escuras e evacua a pluma eletrocirúrgica simultaneamente.

Projetado para procedimentos cirúrgicos exigentes, esta configuração do Afastador Mammoplasty Biggs, Fibra Óptica apresenta uma lâmina de largura padrão de 50 mm (\$239). Sua extremidade ativa incorpora uma arquitetura fenestrada especializada que proporciona excelente tração mecânica e estabilidade nos tecidos glandulares, minimizando a pressão de contato localizada. O feixe de fibra óptica integrado possui um encaixe universal compatível com cabos de luz hospitalares padrão (Storz, Olympus, Wolf, ACMI), garantindo integração perfeita no centro cirúrgico.

Fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico alemão de grau médico e fibras ópticas de vidro de alta transmissão com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Mammoplasty Biggs, Fibra Óptica não estéril e totalmente autoclavável, oferecendo durabilidade excepcional, clareza óptica e utilidade clínica para centros de cirurgia de mama em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest