



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Folheto Valvar

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Folheto Valvar

SKU RM-LFR-22-1

\$49 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Lâmina de 5.0 mm de largura	Comprimento Total: 22 cm · Função Clínica Principal: Cirurgia valvar pediátrica, comissurotomia e inspeção de cúspide aórtica · Preço (USD): \$49.00
1	Lâmina de 8.0 mm de largura	Comprimento Total: 22 cm · Função Clínica Principal: Afastamento de folheto mitral adulto e exposição cordal subvalvar · Preço (USD): \$49.00
1	Luva Protetora / Caixa	Comprimento Total: Embalagem de trânsito padrão · Função Clínica Principal: — · Preço (USD): Incluso

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Folheto Valvar é um instrumento cirúrgico cardiovascular indispensável, projetado especificamente para fornecer afastamento e manipulação seguros e não traumáticos dos folhetos das válvulas aórtica, mitral e tricúspide durante reconstruções cardíacas abertas. Projetado com uma pá distal ultra-suave, este instrumento permite que cirurgiões cardiotorácicos inspecionem o aparelho subvalvar, comissuras e cordas tendíneas sem causar contusões ou rasgos nos folhetos.

Construído para micro-precisão dentro das câmaras cardíacas profundas, este Afastador de Folheto Valvar mantém um perfil longitudinal uniforme de 22 cm (\$49) que mantém as mãos do assistente bem fora do campo cirúrgico intracardíaco. Fabricado à mão em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o instrumento é fornecido com duas opções distintas de largura de lâmina: uma lâmina de 5.0 mm de largura para válvulas pediátricas e corredores comissurais estreitos, e uma lâmina de 8.0 mm de largura para deflexão de folhetos aórticos e mitrais em adultos. O cabo plano balanceado garante alavancagem manual livre de fadiga e alta sensibilidade tátil durante suturas complexas.

Forjado com acabamento fosco acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador de Folheto Valvar para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, proporcionando às salas cirúrgicas cardíacas em todo o mundo excepcional resistência à corrosão, rigidez estrutural inabalável e durabilidade clínica completa.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest