



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Leyla Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Leyla Ekartör

SKU RM-LR-1

\$1,199 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	İki Esnek Kol İçin Sabitleme Tabanı	Her iki esnek kolu tutma çubuğuna sabitleyen merkezi montaj bloğu
2	Esnek Kollar	Hassas konumlandırma için 360 derece hareket edebilen çok eklemlili sürtünme kolları
2	Düz Beyin Spatulları İçin Destekler	Spatulları esnek kollara bağlayan terminal montaj adaptörleri
1	Masa Sabitleme İçin Rotil Eklemler	Destek çubuğunun masa rayı üzerinde esnek açıyla konumlandırılmasını sağlayan çok eksenli eklemler
1	Sabitleme İçin Tutma Çubuğu	Sistemi cerrahi örtü hattının üzerine yükselten masif Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan) sütun
1	Bağlantı Kafası	Tutma çubuğunu ameliyat masası yan raylarına kilitleyen ağır hizmet tipi klemp bloğu
2	Düz Beyin Spatulları İçin Tutucular	Düz/esnek beyin spatullarını güvenli bir şekilde kavrayan hassas sıkıştırma mekanizmaları
1	Ahşap Saklama Kutusu	Güvenli saklama, taşıma ve envanter kontrolü için koruyucu bölmeli kutu

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Leyla Ekartör, kraniyal ve spinal prosedürler sırasında atravmatik, mikro-ayarlanabilir beyin dokusu retraksiyonu sağlamak için tasarlanmış klasik ve son derece saygın bir nöroşirürji ekartörüdür. Ağır hizmet tipi bir bağlantı kafası ve rotil eklemi aracılığıyla ameliyat masası aksesuar rayına güvenli bir şekilde sabitlenen bu çift kollu sistem, asistan yorgunluğu olmaksızın titremesiz bir görüş alanı sunmak için retraksiyon yüklerini izole eder.

Akıcı artikülasyon ve hızlı intraoperatif ayarlama için tasarlanan bu eksiksiz Leyla Ekartör konfigürasyonu, sağlam Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan) bir tutma çubuğu, çift kollu sabitleme tabanı ve iki adet çok eklemlili esnek sürtünme koluna sahiptir. Distal uçlar, cerrahların dar koridorlarda milimetrik ve hassas doku deplasmanı yapmasına olanak tanıyan 360 derece dönebilen hassas spatula sıkıştırma mekanizmaları ve düz beyin spatulası destekleri içerir.

Yansıma yapmayan saten kaplamalı, manyetik olmayan, tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten üretilen Retractor Maker, Leyla Ekartör'ü steril olmayan şekilde ve maksimum koruma ile temiz bir ameliyathane sunumu için özel yapım ahşap saklama kutusu içinde tam otoklavlanabilir olarak tedarik eder.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest