



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Langenbeck - Manche plein

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Langenbeck - Manche plein

SKU RM-LRSH-203-1

\$49 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Style #1	Dimensions (Longueur × Largeur) : 32 mm de long × 10 mm de large · Rôle clinique principal : Écartement ciblé des berges de plaies et des tissus mous superficiels · Prix (USD) : \$49.00
1	Style #2	Dimensions (Longueur × Largeur) : 38 mm de long × 10 mm de large · Rôle clinique principal : Écartement fascial intermédiaire et exposition des tendons · Prix (USD) : \$49.00
1	Style #3	Dimensions (Longueur × Largeur) : 38 mm de long × 12 mm de large · Rôle clinique principal : Appendicectomie standard chez l'adulte, hernie et accès articulaire orthopédique · Prix (USD) : \$49.00
1	Style #4	Dimensions (Longueur × Largeur) : 38 mm de long × 16 mm de large · Rôle clinique principal : Déplacement musculaire large et maintien des tissus mous profonds · Prix (USD) : \$49.00
1	Étui de protection / Boîte	Dimensions (Longueur × Largeur) : Emballage de transport standard · Rôle clinique principal : — · Prix (USD) : Inclus

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Langenbeck - Manche plein est un écarteur chirurgical manuel essentiel, spécifiquement conçu pour assurer une rétraction fiable et antidérapante des tissus mous et des muscles lors d'interventions de

chirurgie générale, orthopédique et plastique. Doté d'une lame allongée à angle droit se terminant par un rebord de retenue orienté vers le bas, cet instrument permet aux assistants chirurgicaux de maintenir une contre-traction constante sur les berges cutanées et les couches musculaires sans glissement.

Conçu selon les normes des cadres cliniques, cet écarteur de Langenbeck - Manche plein présente une longueur totale uniforme de 20.3 cm (8 inches, \$49). Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'instrument est hautement personnalisable grâce à quatre classifications de style de lame distinctes : Style #1 (32 mm de long × 10 mm de large), Style #2 (38 mm de long × 10 mm de large), Style #3 (38 mm de long × 12 mm de large) et Style #4 (38 mm de long × 16 mm de large). Le manche plat plein, à l'ergonomie équilibrée, offre une prise en main confortable et sans fatigue pour les assistants opératoires.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur de Langenbeck - Manche plein pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle et une durabilité clinique complète pour les blocs opératoires du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest