



# RETRACTOR MAKER

## БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор Cloward-Style Blade Retractor

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



# Ретрактор Cloward-Style Blade Retractor

**SKU** RM-CSBR-1

**\$84 USD**

## ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

| РАЗМЕР / ВАРИАНТ | SKU / ДЕТАЛИ | ЦЕНА (USD) |
|------------------|--------------|------------|
| 13 × 75 mm       | RM-CSBR-1-1  | \$84       |
| 18 × 75 mm       | RM-CSBR-1-2  | \$89       |
| 20 × 75 mm       | RM-CSBR-1-3  | \$94       |
| 23 × 75 mm       | RM-CSBR-1-4  | \$99       |

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Cloward-Style Blade Retractor — это незаменимый ручной спинальный ретрактор, разработанный специально для обеспечения безопасной атравматичной экспозиции переднего отдела шейного позвоночника при дискэктомии и спондилодезе. Предназначенный для бережного отведения длинных мышц шеи и латерального смещения пищевода и каротидного влагалища, этот инструмент создает безопасный визуальный коридор к межпозвоночным дискам.

Эта конфигурация Cloward-Style Blade Retractor, рассчитанная на различную глубину залегания тканей у пациентов, имеет единую общую длину 19 см и четыре варианта ширины лезвия при фиксированной глубине 75 мм: 13 мм (\$84), 18 мм (\$89), 20 мм (\$94) и 23 мм (\$99). Хирурги могут выбирать между конфигурацией «С губкой» (With Lip), предотвращающей сползание мышц через край лезвия, и конструкцией «Без губки» (Without Lip) для плавного введения в узкие тканевые слои. Эргономичная плоская рукоятка обеспечивает стабильное ручное усилие без утомления.

Изготовленный из медицинской хирургической нержавеющей стали с безбликовым сатиновым покрытием, Retractor Maker производит Cloward-Style Blade Retractor в соответствии со строгими клиническими допусками, обеспечивая высокую коррозионную стойкость, непоколебимую жесткость

конструкции и полную пригодность к автоклавированию для операционных залов по всему миру.



## БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

### КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Веб-сайты

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest