



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Balfour Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Balfour Ekartör

SKU RM-BR-STD-1

\$299 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Balfour Açma Çerçevesi	200 x 155 mm, 200 x 235 mm veya 200 x 265 mm
1 Çift	Lateral Retraksiyon Bıçakları	Entegre/Çıkarılabilir (60 mm veya 90 mm derinlik)
1	Ayarlanabilir Orta Bıçak	47 x 80 mm, 62 x 76 mm veya 80 x 80 mm
1	Koruyucu Saklama Paketi	Bireysel taşıma kutusu

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Balfour Ekartör, genel abdominal ve pelvik operasyonlar sırasında stabil, eller serbest yara kenarı ayrımı sağlamak üzere tasarlanmış temel bir otomatik cerrahi ekartördür. Pürüzsüz kayar çapraz çubuk ve pozitif vidalı kilitleme mekanizması kullanan bu alet, asistan yorgunluğunu en aza indirirken bilateral karın duvarı retraksiyonunu korur.

Çok çeşitli cerrahi insizyonlara ve hasta fiziksel profillerine uyum sağlayacak şekilde tasarlanan Balfour Ekartör, üç standart klinik konfigürasyonda üretilmektedir: 200 x 155 mm çerçeve (47 x 80 mm orta bıçak ve 60 mm derin lateral bıçaklar ile), 200 x 235 mm çerçeve (62 x 76 mm orta bıçak ve 60 mm derin lateral bıçaklar ile) ve büyük 200 x 265 mm çerçeve (80 x 80 mm orta bıçak ve 90 mm derin lateral bıçaklar ile). Her seçenek, mesaneyi veya visseral içeriği atravmatik olarak ekarte etmek için ayarlanabilir bir üçüncü kol orta bıçağına sahiptir.

Yüksek gerilimli, cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten yansıma önleyici saten kaplama ile üretilen Retractor Maker, Balfour Ekartör'ü steril olmayan ve tamamen otoklavlanabilir şekilde, bireysel koruyucu ambalajlar içinde sunarak dünya çapındaki ameliyathanelere dayanıklılık ve güvenilir klinik performans sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest