



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Vaginal O'Sullivan-O'Conner

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Vaginal O'Sullivan-O'Conner

SKU RM-OSVR-28-1

\$399 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Châssis principal de l'écarteur	Dimensions (Longueur × Largeur) : Cadre de 28 cm (disposition courbe ou ovale) · Quantité incluse : 1 cadre · Prix (USD) : Inclus dans le kit (\$399.00)
1	Petite valve interchangeable	Dimensions (Longueur × Largeur) : Valve mousse 1.3 cm × 4.7 cm · Quantité incluse : 1 valve · Prix (USD) : Inclus dans le kit
1	Valve moyenne interchangeable	Dimensions (Longueur × Largeur) : Valve mousse 3.8 cm × 8.9 cm · Quantité incluse : 1 valve · Prix (USD) : Inclus dans le kit
1	Grande valve interchangeable	Dimensions (Longueur × Largeur) : Valve mousse 4.4 cm × 8.9 cm · Quantité incluse : 1 valve · Prix (USD) : Inclus dans le kit
1	Boîte de transport / stockage protectrice	Dimensions (Longueur × Largeur) : Emballage de transport standard · Quantité incluse : 1 boîte · Prix (USD) : Inclus dans le kit

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'Écarteur Vaginal O'Sullivan-O'Conner est un système d'écarteur chirurgical auto-statique de premier plan, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement des tissus mous de manière étendue et autonome lors de procédures gynécologiques, vaginales et pelviennes complexes. Doté d'un châssis périmétrique réglable, cet écarteur maintient une contre-traction multidirectionnelle constante contre la paroi pelvienne et les viscères, éliminant la fatigue de l'assistant manuel et préservant un couloir opératoire statique et large.

Conçu pour s'adapter aux différentes profondeurs de tissus structurels, cet ensemble d'écarteur vaginal O'Sullivan-O'Conner présente une dimension de cadre standardisée de 28 cm de longueur totale (\$399). La géométrie du châssis est disponible en configurations courbe ou ovale pour s'adapter aux diverses anatomies pelviennes. Le système comprend trois paramètres de valves interchangeables : une petite valve (1.3 cm × 4.7 cm), une valve moyenne (3.8 cm × 8.9 cm) et une grande valve (4.4 cm × 8.9 cm). Toutes les valves sont dotées d'embouts mousses pour garantir une rétraction des tissus mous sûre et atraumatique sans risque de perforation muqueuse.

Fabriquée à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker fabrique l'Écarteur Vaginal O'Sullivan-O'Conner pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant une stabilité mécanique exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une fiabilité clinique totale pour les centres chirurgicaux de gynécologie et d'urogynécologie du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest