



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель кожный Moberg Skin Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ранорасширите ль кожный Moberg Skin Retractor

SKU RM-MSR-1

\$44 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
17 cm Variant	RM-MSR-1-1	\$44
18 cm вариант исполнения	RM-MSR-1-2	\$49

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Moberg Skin Retractor — это специализированный ручной хирургический ретрактор, разработанный специально для безопасной, атравматичной элевации кожных лоскутов и смещения мягких тканей в пластической, реконструктивной и кистевой хирургии. Благодаря ультрагладкому узкому рабочему лезвию этот инструмент позволяет хирургам поддерживать четкую визуализацию подлежащих сухожилий и пальцевых нервов, не сдавливая нежные края дермы.

Созданная для точного тактильного контроля, серия Moberg Skin Retractor изготавливается вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса и предлагается в двух конфигурациях длины и лезвия: вариант общей длиной 17 см (\$44) с рабочим лезвием 5.0 мм в ширину × 17.0 мм в длину для узких каналов пальцев, и вариант общей длиной 18 см (\$49) с лезвием 8.0 мм в ширину × 12.0 мм в длину для более широкой ретракции лоскутов. Плавные очертания края лезвия предотвращают локальную ишемию, а эргономичная плоская рукоятка обеспечивает неустойчивую ручную фиксацию для ассистентов.

Выкованный с антибликовым сатиновым матовым покрытием, Retractor Maker производит Moberg Skin Retractor с расчетом на многократные циклы больничной стерилизации, обеспечивая высокую коррозионную стойкость, непоколебимую структурную жесткость и полную пригодность для автоклавирования в отделениях пластической хирургии и центрах травмы кисти по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest