



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de côtes DeBakey

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de côtes DeBakey

SKU RM-DRS-SET-1

\$449 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre à crémaillère d'expansion parallèle robuste	Rail de guidage assurant l'élargissement osseux structurel linéaire (150 mm ou 200 mm)
6 (3 paires)	Valves latérales amovibles en crochet	3 paires de valves interchangeables avec bords incurvés antidérapants
1	Verrou à vis de tension intégré	Boulon de verrouillage à rotation manuelle pour minimiser la fatigue de l'utilisateur
2	Bras d'extension ergonomiques pour pinces	Poignées légères avec bords extérieurs atraumatiques lisses
1	Boîte / Rangement de protection	Emballage de transport standard

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de côtes DeBakey est un système de rétraction chirurgicale cardiothoracique de premier plan, conçu spécifiquement pour assurer une séparation costale sûre et expansive ainsi qu'un déplacement de la paroi thoracique lors d'interventions à cœur ouvert et pulmonaires majeures. Conçu avec un rail d'expansion parallèle ultra-rigide, cet instrument permet aux chirurgiens d'élargir l'espace intercostal avec une linéarité mécanique fluide, répartissant uniformément les charges tissulaires pour prévenir les fractures de côtes et la compression du faisceau neurovasculaire.

Construit selon les spécifications cliniques, cet ensemble complet d'écarteur de côtes DeBakey (\$449) comprend un cadre à crémaillère parallèle robuste offrant un élargissement osseux structurel linéaire sur une limite d'expansion maximale de 150 mm ou 200 mm. Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), le système modulaire est fourni avec 6 valves latérales

amovibles en forme de crochet (3 paires de valves interchangeables avec bords incurvés antidérapants) et 2 bras d'extension ergonomiques aux bords extérieurs lisses et atraumatiques. Son boulon de verrouillage à rotation manuelle avec vis de tension intégrée élimine la fatigue manuelle de l'assistant en maintenant automatiquement une contre-traction rigide.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de côtes DeBakey pour résister à d'immenses charges mécaniques et aux cycles répétés d'autoclave hospitalier, offrant aux salles d'opération cardiovasculaires, aux unités de traumatologie thoracique et aux services de transplantation du monde entier une fiabilité structurelle inébranlable, une résistance à la corrosion et une durabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest