



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Caspar Lumbar Microdiscectomy Retractor System

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Caspar Lumbar Microdiscectomy Retractor System

SKU RM-CLMRS-1

\$799 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Lateral Bleyd	40 mm
1	Lateral Bleyd	45 mm
1	Lateral Bleyd	50 mm
1	Lateral Bleyd	55 mm
1	Lateral Bleyd	60 mm
1	Lateral Bleyd	65 mm
1	Lateral Bleyd	75 mm
1	Spekulum	40 mm
1	Spekulum	45 mm
1	Spekulum	50 mm
1	Spekulum	55 mm
1	Spekulum	60 mm
1	Spekulum	65 mm
1	Spekulum	75 mm

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Bleyd Ejektör Pensi	Hızlı bırakma özellikli bleyd değişim pensi
1	Caspar Microdiscectomy Retractor Frame	Kontra-retraksiyon çerçevesi
1	Sterilizasyon Kutusu	Düzenleme tepsili alüminyum konteyner

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Caspar Lumbar Microdiscectomy Retractor System, lomber disk ve kanal dekompresyonları sırasında engelsiz mikro-ekspozur sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış, klasik ve saygın bir cerrahi ekartör platformudur. Kontra-retraksiyon çerçevesini değiştirilebilir spekulumlar ve lateral bleydler ile birleştiren bu sistem, operasyon koridorunu kaba aletlerden arındırarak dar ve stabil bir çalışma alanı oluşturur.

Mikrodiskektomi ve odaklanmış laminektomiler için tasarlanan Caspar Lumbar Microdiscectomy Retractor System, 17 hassas fonksiyonel bileşen içerir. Set; bir Caspar mikrodiskektomi ekartör çerçevesi, 40 mm'den 75 mm derinliğe kadar yedi lateral bleyd, 40 mm'den 75 mm'ye kadar yedi uyumlu spekulum ve doku travması olmaksızın hızlı ve güvenli intraoperatif bleyd değişimi için özel bleyd ejektör pensinden oluşur.

Parlama önleyici saten kaplamalı tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten üretilen Retractor Maker, tam Caspar Lumbar Microdiscectomy Retractor System ürününü steril olmayan ve tamamen otoklavlanabilir şekilde, hızlı döngü ve uzun süreli dayanıklılık sağlayan özel düzenleyici raflara sahip ağır hizmet tipi alüminyum sterilizasyon konteyneri içinde sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest