



FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Lone Star Retractor (Cirugía de Colon, Recto, Cabeza y Cuello)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Lone Star Retractor (Cirugía de Colon, Recto, Cabeza y Cuello)

SKU RM-LSR-CRHN-1

\$399 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Aro pequeño — 14.1 cm x 14.1 cm (Colorrectal)	RM-LSR-CRHN-1-1	\$384
Aro estándar — 18.6 cm x 8.9 cm (Colorrectal)	RM-LSR-CRHN-1-2	\$399
Aro grande — 25.0 cm x 25.0 cm (Colorectal)	RM-LSR-CRHN-1-3	\$414

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Lone Star Retractor (Cirugía de Colon, Recto, Cabeza y Cuello) es un separador quirúrgico autoestático esencial, diseñado para establecer un corredor quirúrgico despejado durante intervenciones profundas anorrectales y de tejidos blandos cervicales. Al anclar los ganchos elásticos en su aro exterior con ranuras de precisión, este sistema proporciona una contracción equilibrada que libera al personal quirúrgico de la sujeción física.

Optimizado para la anatomía circular y perineal, esta configuración del Lone Star Retractor (Cirugía de Colon, Recto, Cabeza y Cuello) presenta un marco articulado de perfil bajo que se adapta cómodamente a los contornos del periné y del cuello. El perímetro ranurado permite el ajuste microincremental de la tensión de los elásticos, asegurando un desplazamiento atraumático de los márgenes tisulares y evitando deslizamientos accidentales durante microdisecciones críticas.

Forjado en aluminio anodizado de primera calidad y Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker suministra el Lone Star Retractor (Cirugía de Colon, Recto, Cabeza y Cuello) no estéril y totalmente autoclavable en un paquete protector individual, garantizando una durabilidad excepcional y un fácil reprocesamiento hospitalario.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest