



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Autoestático Scoville

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Autoestático Scoville

SKU RM-SSRR-150-1

\$259 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Marco de riel guía autoestático	Riel deslizante de base principal diseñado para exposiciones neuroquirúrgicas y de cavidad espinal
1	Valva lateral de punta única afilada desmontable	Valva de garra única de 50 mm diseñada para anclarse profundamente bajo líneas de incisión pesadas
1	Valva lateral dentada sólida desmontable	Valva de retracción ósea sólida de 60 mm x 25 mm equipada con puntas dentadas estructuradas
1	Engranaje de bloqueo de tornillo manual integrado	Ensamblaje de rosca que asegura la extensión horizontal exacta reduciendo la fatiga del usuario
2	Brazos de pinza de separación ergonómicos	Mangos ligeros de doble brazo fabricados con bordes perimetrales completamente lisos
1	Caja / Almacenamiento protector	Embalaje de tránsito estándar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Autoestático Scoville es un sistema de separación quirúrgica espinal aclamado internacionalmente, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento profundo de los músculos paraespinales y exposición laminar durante la descompresión lumbar posterior. Diseñado con un riel guía deslizante ultra rígido, este instrumento mantiene separados los planos musculares densos del multifido y el longísimo bajo una tensión mecánica bloqueada, eliminando la fatiga manual del asistente y preservando un corredor visual estático y abierto hasta la lámina vertebral.

Construido bajo especificaciones de marco clínico, este juego completo de Separador Autoestático Scoville (\$259) cuenta con un marco de riel guía deslizante paralelo que se abre horizontalmente hasta una expansión máxima de 150 mm. Fabricado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el sistema modular incluye una valva lateral de una sola punta afilada desmontable con una profundidad operativa de 50 mm diseñada para anclarse profundamente bajo líneas de incisión pesadas sin deslizarse, junto con una valva lateral dentada sólida desmontable de 60 mm × 25 mm (25 mm de ancho × 60 mm de largo) para retraer capas de hueso y músculo limpiamente. Su engranaje de bloqueo de tornillo manual integrado asegura rígidamente la extensión horizontal exacta, mientras que los mangos ergonómicos de las pinzas de separación de doble brazo presentan perímetros exteriores lisos para proteger los tejidos circundantes.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Autoestático Scoville para soportar una inmensa contratracción mecánica y ciclos repetidos de autoclave hospitalario, proporcionando a los quirófanos de neurocirugía, centros de columna y suites de traumatología ortopédica en todo el mundo una rigidez estructural, resistencia a la corrosión y durabilidad en autoclave excepcionales.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest