



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Finochietto-Infant Rib Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Finochietto-Infant Rib Ekartörü

SKU RM-FIRS-SERIES-1

\$319 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Hassas Yatay Ray Gövdesi	İnfanıl torakotomi için optimize edilmiş kompakt sürgü çubuğu düzeni
2 (Sabit Çift)	Sabit Açılı Bıçaklar	14×15 mm veya 15×15 mm pencerele lateral modüller
1	Vidalı Kilitleme Mekanizması	Ekartasyonu sabitleyen ve yorgunluęu sınırlayan manuel emniyet kilitleme cıvatası
2	Ergonomik Konik Pens Kolları	Tamamen pürüzsüz dış kenarlara sahip hafif yapıllı kollar
1	Koruyucu Saklama Kutusu	Standart taşıma ambalajı

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Finochietto-Infant Rib Spreader, konjenital kardiyotorasik prosedürler sırasında kontrollü, mikro-kalibreli kaburga distraksiyonu sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış, temel bir neonatal ve infanıl torasik cerrahi ekartördür. Hassas yatay kayar ray sistemi ile tasarlanan bu alet, pediatrik cerrahların küçük bebek kaburgalarını olaęanüstü bir naziklikle ayırmasına olanak tanır; infanıl mediastene açık bir görüş koridoru sağlarken kostokondral eklem yırtılmalarını önler.

Hassas infanıl anatomik koridorlara uyum sağlamak üzere tasarlanan bu Finochietto-Infant Rib Spreader serisi, iki özel bıçak konfigürasyonunda 75 mm'ye kadar yapısal genişleme kapasitesi sunar: Bıçak Seçeneęi A (\$319), 14 mm × 15 mm sabit pencerele bıçaklara; Bıçak Seçeneęi B (\$349) ise 15 mm × 15 mm sabit pencerele bıçaklara sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane kalitesinde German stainless steel malzemeden el işçilięiyle üretilen kompakt lateral modüller, bebek kaburgalarını kaymadan güvenle kavrar. Manuel vidalı kilit emniyet cıvatası,

kullanıcı yorgunluğunu ortadan kaldırmak için ekartasyonu güvenli bir şekilde sabitlerken, ergonomik konik pens kolları komşu yumuşak dokuları korumak için pürüzsüz dış kenarlara sahiptir.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Finochietto-Infant Rib Spreader'ı tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir; dünya çapındaki neonatal cerrahi ünitelerine, konjenital kalp merkezlerine ve pediatrik travma merkezlerine olağanüstü mekanik stabilite, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest