



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de l'Échancrure Sigmoïde

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de l'Échancrure Sigmoide

SKU RM-SNR-22-1

\$64 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Sigmoid Notch Retractor	Longueur totale 22 cm, lame concave 9.5 / 16 mm, pointe entièrement recourbée	\$64
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$64

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de l'échancrure sigmoïde est un instrument spécialisé pour la chirurgie buccale et maxillofaciale, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement atraumatique des tissus mous et une stabilisation osseuse le long de l'échancrure mandibulaire pendant les ostéotomies de la branche montante. Conçu pour s'accrocher sur la concavité supérieure entre le processus coronoïde et le condyle mandibulaire, cet instrument permet aux chirurgiens de réaliser des procédures de branche verticale ou de split sagittal tout en protégeant totalement les structures neurovasculaires profondes des scies alternatives.

Conçu pour offrir l'équilibre parfait entre portée clinique et contrôle manuel, cette configuration de l'écarteur de l'échancrure sigmoïde présente une longueur totale d'outil de 22 cm (\$64). Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), le profil de la lame de travail intègre une disposition concave de 9.5 mm / 16 mm dotée d'une géométrie à pointe entièrement recourbée qui se loge solidement dans le cortex de l'échancrure sigmoïde sans glisser. Le manche plat ergonomique offre aux assistants opératoires un levier manuel stable, évitant la fatigue manuelle lors des reconstructions prolongées du massif facial et de la mandibule.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de l'échancrure sigmoïde pour résister aux protocoles de stérilisation en autoclave à haute fréquence tout en offrant une garantie à vie contre la rouille et les défauts, fournissant aux équipes de chirurgie maxillofaciale et reconstructrice faciale du monde entier une résilience structurelle exceptionnelle et une durabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest